




NOUVEAU

KEW Plus TarsaCare

Système de matelas à 3 couches avec zone de confort



| Zone de confort TarsaCare

- › avec des segments sphériques souples
- › pour les articulations du tarse reposant sur un lit sec

Au choix en 2 variantes



| Tapis individuel avec profil



| Système en rouleau LongLine



KEW Plus TarsaCare

Système de matelas avec zone tarsale souple



| **ÉPAISSEUR**
env. 6 cm / env. 7 cm

| **STRUCTURE À
3 COUCHES**

| **CONFORT**



| Structure à 3 couches – éprouvée depuis 2004


- > souplesse idéale dans le temps pour chaque charge supportée
- > ménage les articulations du carpe
- > pente intégrée : favorise le séchage de la surface
- > chanfrein : ménage les articulations, pas de trébuchements
- > lèvres d'étanchéité : entourent complètement la mousse et le tapis inférieur

| Zone tarsale TarsaCare spécialement conçue dans le tiers arrière du tapis


- > articulations sensibles de la cheville sont posées en douceur
- > meilleure aération des parties cutanées assure un pelage plus sec
- > même les petites quantités de litière sont bien retenues – favorise la structure de couches organiques
- > meilleure adhérence surtout en se levant et en quittant la logette

| Longueur de couchage plus longue de 1,92 m : plus de liberté pour le couchage, le coucher et le lever

- > réduit le couchage en biais et améliore les positions de couchage
- > donc, plus de queues dans la logette par rapport aux longueurs de couchage plus courtes
- > vaches et couchages sont sensiblement plus propres
- > dans la plupart des cas, une genouillère n'est plus nécessaire



Lèvres d'étanchéité sur la partie inférieure

 **tapis individuel** : convient aux tubulaires suspendus et aux logettes champignons, **système en rouleau LongLine** : ne convient qu'aux tubulaires suspendus

DIMENSIONS

	ÉPAISSEUR	LARGEUR – réglable avec le profil			LONGUEUR
KEW Plus TarsaCare (tapis individuel avec profil)	env. 6 cm	Matelas	Profil	Logette	192 cm
		112 cm	8 cm	120 cm	
		112 cm	13 cm	125 cm	
		112 cm	18 cm	130 cm	
KEW Plus LongLine TarsaCare (système en rouleau)	env. 7 cm	LARGEUR	LONGUEUR	Profils de terminaison latéraux KEW Plus LL-R (à droite) et KEW Plus LL-L (à gauche) LARGEUR : 10 cm, LONGUEUR : 192 cm	
		192 cm	2,5 - 35 m tous les 10 cm		
ACCESSOIRE Profil central KEW Plus LL-M pour joindre deux rouleaux, LARGEUR : 15 cm, LONGUEUR : 192 cm					

Votre distributeur agréé KRAIBURG :



Merci d'observer les prescriptions et notices de montage KRAIBURG respectives, contenant des informations précieuses ainsi que des astuces. Celles-ci sont disponibles auprès de votre distributeur agréé KRAIBURG ou sur www.kraiburg-elastik.com.



Les produits présentés ici peuvent être uniquement utilisés conformément aux applications citées. Sous réserve de modifications techniques. Tolérances voir www.kraiburg-elastik.com. Ici s'appliquent nos conditions générales de vente. En cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi.